

FICHE PRODUIT



Collecteur Sharpsafe® 0,45L, ouverture large sans déconnexion

Référence : SOC-DE220806

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du collecteur Sharpsafe® Exchange™ portable 0,3 à 0,6.

- Boîte monobloc en polypropylène rigide.
- 3 types d'ouvertures disponibles selon les modèles.
- Couvercle à ouverture monomanuelle simple pression.
- Fermeture double position provisoire et définitive.
- Équipé d'une poignée pour le transport.

Capacité totale (en L)	Capacité utile (en L)	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Profondeur (en mm)	Poids (en g)	Type d'ouverture	Conditionnement minimum de vente
0.45	0.35	170	105	50	87	Ouverture totale	100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dechet-et-environnement/7744-collecteur-sharpsafer-0-45l-ouverture-large-sans-deconnexion.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com