

FICHE PRODUIT



Collecteur Sharpsafe® 0,45L, déconnexion d'aiguilles et de stylo-injecteur

Référence : SOC-DE220811

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du collecteur Sharpsafe® Exchange™ portable 0,3 à 0,6L.

- Boîte monobloc en polypropylène rigide.
- 3 types d'ouvertures disponibles selon les modèles.
- Couvercle à ouverture monomanuelle simple pression.
- Fermeture double position provisoire et définitive.
- Équipé d'une poignée pour le transport.

Capacité totale (en L)	Capacité utile (en L)	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Profondeur (en mm)	Poids (en g)	Type d'ouverture	Conditionnement minimum de vente
0.45	0.35	170	105	50	87	Serrure	100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dechet-et-environnement/7745-collecteur-sharpsafer-0-45l-deconnexion-d-aiguilles-et-de-stylet-injecteur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com