

**FICHE PRODUIT**

## Collecteur Sharpsafe® 0,3L, ouverture totale

Référence : SOC-DE220827

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques du collecteur Sharpsafe® Exchange™ portable 0,3 à 0,6L**

- Boîte monobloc en polypropylène rigide.
- 3 types d'ouvertures disponibles selon les modèles.
- Couvercle à ouverture monomanuelle simple pression.
- Fermeture double position provisoire et définitive.
- Équipé d'une poignée pour le transport.

| Capacité totale (en L) | Capacité utile (en L) | Hauteur (en mm) | Longueur (en mm) | Profondeur (en mm) | Poids (en g) | Type d'ouverture | Conditionnement minimum de vente |
|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| 0.3                    | 0.25                  | 130             | 105              | 50                 | 70           | Ouverture totale | 100                              |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/dechet-et-environnement/7746-collecteur-sharpsafer-0-3l-ouverture-totale.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)