

FICHE PRODUIT



Capteur (sonde) de température pour couveuse et Table de réanimation NB David

Référence : SOC-NBYPHKN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur (sonde) de température pour couveuse et Table de réanimation NB David

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/7749-capteur-sonde-de-temperature-pour-couveuse-et-table-de-reanimation-nb-david.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com