

FICHE PRODUIT



Brancard Pliable en 4

Référence : SOC-312MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Brancard en tube aluminium. Système de pliage en 4. Toile polyester enduit, résistante, entretien facile.
- Il est adapté pour les entreprises qui disposent de peu de place pour le rangement.
- Son sac de transport permet un déplacement rapide et nécessite peu de volume pour s'adapter à un véhicule.
- Longueur pliée : 1,04 m
- Longueur dépliée : 2,08 m
- Cette référence, avec un prix avantageux, est pliable dans le sens de la longueur, de la largeur et en 4.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovibles/7760-brancard-pliable-en-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com