

FICHE PRODUIT



Armoire à Brancard

Référence : SOC-317MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Armoire à brancard en acier anodisé rouge avec croix.
- Dimension armoire : Larg. 265 x Prof. 205 x Haut. 1295 mm
- Poids : 11,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovibles/7761-armoire-a-brancard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com