


FICHE PRODUIT



Trousse de secours en tissu petit modèle

Référence : SOC-184MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Dimensions: 180 x 140 x 40
- Couleur : ROUGE
- Matière : TISSU
- Personnes : 1 PERSONNE

• Composition

- 1 Livret de 1er secours
- 1 pansement compressif stérile 8 x 10 cm
- 1 Paire de gants en vinyle
- Assortiment de 10 pansements :
- 4 pansements 19 x 72 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 pansements 50 x 60 mm
- 2 pansements 6 x 10 cm
- 10 compresses stériles 10 x 10 cm
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Sparadrap micropore 5 m x 2 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 10 cm
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Pince à écharde 8 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7762-trousse-de-secours-en-tissu-petit-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com