

FICHE PRODUIT



Trousse de secours en tissu 3 volets

Référence : SOC-124MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- **Caractéristiques**

- **Dimensions** : 165 x 120 x 40
- **Couleur** : ROUGE
- **Matière** : TISSU SOUPLE
- **Personnes** : 1 PERSONNE ET +

- **Composition**

- 4 pansements 19 x 72 mm
- 2 pansements 60 x 50 mm
- 1 rouleau sparadrap non tissé micropore 5 m x 2 cm
- 3 compresses stériles 20 x 20 cm
- 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 écharpe triangulaire
- 1 couverture de survie 160 x 210 m
- 1 paire de gants
- 1 ciseau 8 cm
- 1 pince à échardes
- 6 tampons alcool

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7763-trousse-de-secours-en-tissu-3-volets.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com