

FICHE PRODUIT



Trousse de secours en tissu pour véhicule

Référence : SOC-191MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• **Caractéristiques**

- Dimensions: 160 x 200 x 55
- Couleur : ROUGE
- Matière : TISSU
- Personnes : 1 PERSONNE

• **Composition**

- 1 couverture de survie
- 1 paire de ciseaux 8 cm bouts ronds
- 1 rouleau de sparadrap
- 1 bande extensible 3 cm x 5 m
- 1 bande extensible 7 cm x 3 m

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 10 compresses stériles 20 x 20
- 4 pansements 19 x 72 mm
- 4 pansements 60 x 60 mm
- 2 pansements 100 x 60 mm
- 1 pince écharde
- 2 tampons brûlure gel d'eau
- 2 tampons calendula (*contre les coups*)
- 2 mono doses oculaires
- 2 tampons désinfectants
- 1 pince à écharde 8 cm
- 6 mèches nasales
- 1 thermomètre frontal

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7764-trousse-de-secours-en-tissu-pour-vehicule.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com