

FICHE PRODUIT



Trousse de secours Quick 300 Avec support mural

Référence : SOC-107MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Dimensions : 355 x 235 x 80 mm
- Couleur : ROUGE - SÉRIGRAPHIE CROIX BLANCHE
- Matière : POLYPROPYLÈNE AVEC SUPPORT
- Personnes : 3 À 5 PERSONNES

• Composition

- 1 livret de 1er secours
- 10 compresses stériles 20 x 20
- 10 compresses stériles 30 x 30
- 2 pansements compressif 6 cm x 8 cm
- 2 pansements compressif 8 cm x 10 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 pansements compressif 10 cm x 12 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 2 bandes de crêpe 3 m x 5 cm
- 2 bandes de crêpe 3 m x 7 cm
- 1 pince à écharde en métal 10 cm
- 1 paire de ciseaux 15 cm
- 4 gants usage unique
- 10 adhésifs 10 cm x 6 cm à découper
- 1 sparadrap micropore 2 x 5
- 4 tampons brûlure gel d'eau
- 4 tampons calendula (*contre les coups*)
- 4 monodoses oculaires
- 4 tampons désinfectants
- 6 mèches nasales
- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7768-trousse-de-secours-quick-300-avec-support-mural.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com