

FICHE PRODUIT



Bande Extensible 3 m x 5 cm

Référence : SOC-443MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bande extensible de coton:

- Ne s'effiloche pas. Elastique.
- Permet des contentions suffisantes tout en permettant une mobilité.
- Emballage individuel.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-gaze/7774-bande-extensible-3-m-x-5-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com