

FICHE PRODUIT



Trousse secourisme type médecine du travail avec support mural

Référence : SOC-135MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 360 x 270 x 120 mm

Couleur : ROUGE - COUVERCLE TRANSPARENT

Matière : POLYPROPYLÈNE AVEC SUPPORT

Personnes : 5 PERSONNES ET +

COMPOSITION

- 1 Autocollant croix
- 1 sac isothermique
- 2 pochettes de froid instantané
- 1 pansement absorbant 20 x 15
- 1 masque bouche à bouche
- 1 coussin hémostatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 12 épingles de sûreté
- 10 compresses stériles 20 x 20
- 10 compresses stériles 30 x 30
- 5 adhésifs 10 cm x 6 cm à découper
- 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 bande de crêpe 3 m x 10 cm
- 1 sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm
- 1 pince à écharde
- 1 paire de ciseaux lister 15 cm
- 4 gants usage unique
- 8 tampons brûlure gel d'eau
- 8 tampons calendula (*contre les coups*)
- 8 mono doses oculaires
- 6 mèches nasales
- 8 tampons désinfectants
- 1 stylo oculaire
- 1 thermomètre frontal
- 1 livret de 1er secours

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7776-trousse-secourisme-type-medecine-du-travail-avec-support-mural.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com