

FICHE PRODUIT



Trousse ABS PRO 10 avec support mural

Référence : SOC-151MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Les trousses ABS

- Incassable
- Résiste aux variations de température

• Caractéristiques

- Dimensions : 205 x 185 x 70 mm
- Couleur : BLANCHE
- Sérigraphié CROIX ROUGE
- Matière : ABS
- Personnes : 1 PERSONNE

• Composition

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 livret de secours
- 1 couverture de survie
- 10 compresses 10 x 10
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 pansement compressif 6 cm x 8 cm
- 12 épingles de sûreté
- 1 paire de ciseaux 10 cm
- 1 pince à écharde
- 10 pansements 20 x 72 mm
- 10 pansements 60 x 50 mm
- 5 bouts de doigt 75 x 45 mm
- 1 sparadrap micropore
- 1 écharpe triangulaire
- 2 tampons brûlure gel d'eau
- 2 tampons calendula (*contre les coups*)
- 2 monodoses oculaires
- 6 mèches nasales
- 2 tampons désinfectants
- 1 thermomètre frontal

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7779-trousse-abs-pro-10-avec-support-mural.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com