

FICHE PRODUIT

Compresse Gaze Tissée Stérile - format 5 x5 cm plié (20 x 20 cm ouvert) boite de 50

Référence : SOC-480MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif:

- Emballées en sachet individuel stérile.
- Pur coton.
- Pliage chirurgical, 17 fils.
- Qualité supérieure.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-steriles/7782-compresse-gaze-tisee-sterile-format-20-x-20-cm-boite-de-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com