

FICHE PRODUIT



Compresse de gaze stériles 17 fils 16 plis 10 x 10 cm (40 x 40 cm) sachet de 1, boite de 100 compresse

Référence : SOC-482MF

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de la compresse gaze tissé stérile 40 x 40 cm

- Pur coton.
- Pliage chirurgical, 17 fils stériles, 16 plis
- Qualité supérieure.
- format 10 x 10 cm plié (40 x 40 cm ouvert) boîte de 100 compresse

Conditionnement de vente: Boîte de 100 compresse

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-steriles/7784-compresse-gaze-tisee-sterile-format-40-x-40-cm-boite-de-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com