

FICHE PRODUIT



Compresses Gaze Tissée Stérile - format 7,5 x 7,5 cm plié (27 x 30 cm ouvert) boîte de 20

Référence : SOC-481MF

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Descriptif:

- Emballées en sachet individuel stérile.
- Pur coton.
- Pliage chirurgical, 17 fils.
- Qualité supérieure.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-steriles/7785-compresse-gaze-tissee-sterile-format-30-x-30-cm-boite-de-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com