

FICHE PRODUIT



Bande Contention Type Elasto 8 cm x 2 m

Référence : SOC-457MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bande adhésive

- Pour contention souple, hypoallergique.
- Elle est très utilisée en traumatologie du sport et du travail.
- Son élasticité et son adhésivité permettent à la fixation de rester en place dans la tension choisie.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-contention/7791-bande-contention-type-elasto-8-cm-x-2-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com