

FICHE PRODUIT



Trousse ABS PRO 30 type médecine du travail avec support mural

Référence : SOC-153MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Dimensions: 310 x 210 x 120 mm
- Couleur : BLANCHE - SÉRIGRAPHIÉ CROIX ROUGE
- Matière : ABS
- Personnes : 5 PERSONNES ET +

• Composition

- 1 coussin hémostatique
- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 2 sacs minigrip Gm
- 12 épingles de sûreté

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 10 compresses stériles 20 x 20
- 10 compresses stériles 30 x 30
- 1 masque bouche à bouche
- 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 bande de crêpe 3 m x 10 cm
- 1 sparadrap micropore 5 x 2
- 1 pince à écharde en métal 8 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm
- 4 gants usage unique
- 5 adhésifs 10 cm x 6 cm à découper
- 8 tampons brûlure gel d'eau
- 8 tampons calendula (*contre les coups*)
- 8 monodoses oculaires
- 6 mèches nasales
- 8 tampons désinfectants
- 1 thermomètre frontal

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7797-trousse-abs-pro-30-type-medecine-du-travail-avec-support-mural.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com