

FICHE PRODUIT

Bande Contention Type Cohéban 5 cm x 4,5 m

Référence : SOC-450MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif:

- Cohésive : respecte les fonctions physiologiques de la peau.
- Ne provoque ni macération, ni allergie (sans colle).
- Hydrophobe, permet une hygiène normale.
- Souple résistante, s'adapte aux reliefs anatomiques.
- Utilisation : entorses, oedèmes, ulcères veineux...

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-contention/7799-bande-contention-type-coheban-5-cm-x-4-5-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com