

FICHE PRODUIT



Bandage PANS PLUS MODULABLE 2X4CM

Référence : SOC-380MF

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pansement auto-adhérent en gaze imprégné de produit actif (collodion).

- N'adhère ni à la peau, ni aux poils.
- Ne se décolle pas dans l'eau et résiste aux acides et aux graisses.

Bandage PANS PLUS MODULABLE 2X4CM NOUVEAU

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-gaze/7802-bandage-prefix-1-boite-1-m-x-4-5-cm-orange.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com