

FICHE PRODUIT



Bandage Protect Bande - 1 boîte 0,70 m x 4,5 cm

Référence : SOC-408MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bande élastique:

- Bande élastique, modulable et résistante qui colle sur elle-même.
- N'adhère ni à la peau, ni aux poils.
- Imperméable à l'eau, à l'huile et aux graisses.
- Protège les pansements auto-adhésifs.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-gaze/7803-bandage-protect-bande-1-boite-0-70-m-x-4-5-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com