

FICHE PRODUIT

Trousse de secours en tissu pour véhicule vide

Référence : SOC-195VMF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Dim. 160 x 200 x 55
- Couleur : ROUGE
- Matière : TISSU
- Personnes : 1 PERSONNE

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7806-trousse-de-secours-en-tissu-pour-vehicule-vide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com