

FICHE PRODUIT



Trousse petit modèle type médecine du travail avec support mural vide

Référence : SOC-1310MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- Dimensions : 260 x 190 x 60 mm
- Couleur : ROUGE - COUVERCLE TRANSPARENT
- Matière : POLYPROPYLÈNE AVEC SUPPORT
- Personnes : 1 À 3 PERSONNES

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7808-trousse-petit-modele-type-medecine-du-travail-avec-support-mural-vide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com