

FICHE PRODUIT



Trousse ABS PRO 10 avec support mural vide

Référence : SOC-1510MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Les trousses ABS

- Incassable
- Résiste aux variations de température

• Caractéristiques

- Dimensions : 205 x 185 x 70 mm
- Couleur : BLANCHE
- Sérigraphié CROIX ROUGE
- Matière : ABS
- Personnes : 1 PERSONNE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7812-trousse-abs-pro-10-avec-support-mural-vide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com