

FICHE PRODUIT



Stéri-strip plaque de 3

Référence : SOC-477MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- Les sutures cutanées adhésives sont constituées d'un support non tissé poreux, hypoallergénique.
- Elles sont préconisées comme moyen de fermeture cutanée en cas de plaies.
- Dimensions: 75 mm x 6 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-contention/7820-steri-strip-plaque-de-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com