

FICHE PRODUIT



Filet tubulaire doigt

Référence : SOC-430MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Filet tubulaire élastique pour fixation des pansements sur toutes les parties du corps:

- Doigts.
- Poignets.
- Bras.
- Avant-bras.
- Genoux.
- Mains.
- Tête.
- Jambes.
- Pieds.

Boîte de 1 mètre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-tubulaire/7821-filet-tubulaire-doigt.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com