

FICHE PRODUIT

Filet tubulaire main/poignet

Référence : SOC-431MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Filet tubulaire élastique pour fixation des pansements sur toutes les parties du corps: doigts, poignets, bras, avant-bras, genoux, mains, tête, jambes, pieds.

- Boîte de 1 mètre.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7822-filet-tubulaire-main-poignet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com