

FICHE PRODUIT



Pansement absorbant stérile (boîte de 10)

Référence : SOC-617MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- Usage unique
- Dimension : 20 x 20
- boîte de 10

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/7823-pansement-absorbant-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com