

FICHE PRODUIT



Echarpe triangulaire

Référence : SOC-601MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- Permet de soutenir un membre blessé (bras, avant-bras, coudes, poignets sont ainsi bloqués).
- Elle favorise l'isolement rapide de n'importe quelle partie du corps.
- Dimensions: 96 x 96 x 130 cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/7856-echarpe-triangulaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com