

FICHE PRODUIT



Coussin Hémostatique

Référence : SOC-550MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- Le coussin compressif permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie et évite le garrotage.
- Il évite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d'autres interventions.
- Après avoir allongé le blessé, appliquer le coussin sur la plaie et maintenir la compression.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/7857-coussin-hemostatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com