

FICHE PRODUIT



Pochette Chaud / Froid Réutilisable 14 x 20 cm

Référence : SOC-622MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description:

- La pochette froid/chaud est réutilisable et conseillée pour soulager les douleurs et contractures.
- Il suffit de la mettre au congélateur, bain-marie ou micro-onde en bain-marie pour une utilisation adaptée.
- Il est muni d'une pochette non tissée pour éviter tout contact avec la peau.
- Dimension : 14 x 20 cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/7858-pochette-chaud-froid-reutilisable-14-x-20-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com