


FICHE PRODUIT



Pochette de Froid Instantanée 240 grammes Boite cartonnée

Référence : SOC-620MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description

- La compresse de froid instantané permet, sans réfrigération préalable, de disposer d'une source de froid intense et de longue durée.
- Elle a une action immédiate.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/7859-pochette-de-froid-instantanee-240-grammes-boite-cartonnee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com