

FICHE PRODUIT



Flacon vaporisateur 50 ml

Référence : SOC-VAPCHLO50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description du Flacon vaporisateur 50 ml :

- Chlorhexidine de digluconate 0,2% en flacon pulvérisateur
- Désinfectant puissant à large spectre

Application :

- Désinfection corporelle (sur peau saine)
- Usage externe

Avantages :

- Non irritant : idéal pour les enfants et les zones sensibles
- Faible encombrement : idéal pour le personnel itinérant

QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE

- Non stérile

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur la zone à nettoyer, puis tamponner l'excès à l'aide d'une compresse
- Renouveler l'opération toutes les 6 heures si nécessaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

RECOMMANDATIONS D'USAGE ET LIMITES D'UTILISATION

- Usage externe uniquement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Produit actif : CHLORHEXIDINE D-GLUCONATE
- Volume : 50 ml
- Emballage : Pulvérisateur
- Dimensions = 105 x 36 mm
- Conditionnement minimum de vente : 1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/788-flacon-vaporisateur-50-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com