

FICHE PRODUIT



Chambre Noire Manuelle Pour Radio Dentaire

Référence : SOC-601911M

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Chambre Noire Manuelle Pour Radio Dentaire

Cette chambre est utilisée pour la conception de traitement de film dentaire. L'appareil est de petite taille et peut être directement placée sur la table.

Spécifications

Taille du film: 30*40mm

La plus grande largeur d'irrigation: 50mm

Capacité du réservoir: amélioration de 250ml, fixation de 250ml, 250ml d'eau

Méthode de lavage: manuel

Température de développement: température ambiante

Matériel: plastique d'ingénierie

Poids net: 3KG

Taille des produits: 410X340X240mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/micro-moteurs/7884-chambre-noire-manuelle-pour-radio-dentaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com