

FICHE PRODUIT



Micro-moteur W&H alegra AM-25 RM, 4 trous sans spray

Référence : SOC-604003

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques :

- Couple élevé, longue durée de vie.
- Puissance réglable en continu, aussi bien dans le sens de rotation droite que gauche.
- Plage de vitesse de rotation : de 5 000 à 25 000 tours/minute.
- Fonctionnement en silence.
- Poids plume.
- Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegra.
- Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire.
- Thermodésinfectable et stérilisable.
- La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micro-moteurs/7885-micro-moteur-w-h-alegra-am-25-rm-4-trous-sans-spray.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com