

FICHE PRODUIT



Tampon alcool isopropylique 70% en non-tissé 50x50mm en emballage individuel

Référence : SOC-LGETALCO

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tampon alcool isopropylique 70% en non-tissé 50x50mm en emballage individuel

Le **Tampon alcool isopropylique 70% en non-tissé 50x50mm en emballage individuel** sert à désinfecter la peau ; son usage passe par une application externe.

- Principe actif : **Alcool isopropylique 70%** ;
- Dose (en %) : 70 ;
- Volume de principe actif (en ml) : 0,4 ;
- Matière : **Non-tissé** ;
- Longueur (en cm) : 5,0 ;
- Largeur (en cm) : 5,0 ;
- Nombre de plis : 2 ;
- Grammage (en g/m²) : 112 ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Présentation : Sachet unitaire ;
- Niveau de stérilité : Non stérile ;
- Usage unique : Oui.

Traçabilité :

- Présence d'un numéro de lot : Oui
- Présence d'une date de péremption : Oui
- Durée de vie (en mois) : 36

Conditionnement minimum de vente : boîte de 100 pièces

Réglementation : Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/790-distributeur-de-50-lingettes-quickpad.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com