

FICHE PRODUIT

Tampons Alcool Isopropylique 70%, Alkotip

Référence : SOC-Alkotip100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description du tampon d'alcool 70% boîte de 100 pièces:

Tampon d'alcool 70% boîte de 100 pièces, tampons pliés et imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant injection, à usage externe uniquement.

Caractéristiques techniques du tampon d'alcool 70% boîte de 100 pièces:

- Classe I
- Dispositif à usage Unique
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces et pochette individuelle
- En conformité avec la directive 93/42/CEE (Dispositif Médicaux)

DIMENSIONS

- Tampon ouvert : 62 x 26 mm

MATIÈRES:

Tampon : 50% polypropylène et 50% cellulose, Non tissé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Principe actif: alcool isopropylique à 7%. (poids : 0.4 +/- 0.059)

Pochette: aluminium, papier, plastique totalement hermétique et étanche

UTILISATION:

- Tampon alcoolisé permettant de désinfecter la peau avant injection.

MODE D'EMPLOI:

- Déchirer le sachet individuel en suivant le pointillé.
- Retirer la lingette.
- Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter.

PRECAUTION D'EMPLOI:

- Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue.
- Ne pas apposer sur une plaie ouverte ou suintante, ni sur un orifice naturel du corps.
- Après ouverture à utiliser rapidement.
- Attention, vapeur inflammables.
- Tenir éloigné des étincelles, des flammes et d'une source de chaleur durant l'utilisation et pour le stockage.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Condition minimum de vente: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/791-boite-lingettes-alkotip.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com