

FICHE PRODUIT

Gant d'examen en nitrile sans poudre 240mm - SENSISKIN - Boîte de 100

Référence : SOC-127550IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gant d'examen en nitrile bleu SENSISKIN 240 mm - Finesse et protection cytotatique

Le SENSISKIN est un gant nitrile de nouvelle génération, plus fin qu'un nitrile standard pour une sensibilité tactile accrue, sans compromis sur la protection. Sa formulation le rend compatible avec la manipulation d'agents cytotatiques, un critère déterminant pour les services d'oncologie et les pharmacies hospitalières.

Spécifications du gant SENSISKIN bleu

- Nitrile synthétique bleu, sans latex et sans poudre
- Testé pour la manipulation d'agents cytotatiques
- Adapté aux décontaminations et au bionettoyage des surfaces
- Manchette de 240 mm à bords roulés
- Grande sensibilité tactile grâce à son grammage optimisé
- Boîte de 100 gants ambidextres non stériles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Utilisateurs cibles

Services de soins, unités de reconstitution des chimiothérapies, laboratoires, équipes de bio-nettoyage et d'hygiène hospitalière : le SENSISKIN couvre un large éventail d'actes exigeant à la fois dextérité et barrière chimique fiable.

Les **gants d'examen en nitrile sans poudre Sensiskin** sont conçus pour offrir une **excellente protection**, un **grand confort** et une **sensibilité tactile optimale** lors des actes médicaux et paramédicaux.

Fabriqués en nitrile de haute qualité, ils constituent une **alternative idéale au latex**, réduisant les risques d'allergies de type I. Leur finition **micro-rugueuse** améliore la préhension des instruments, même en milieu humide, tandis que leur conception **ambidextre** permet une utilisation rapide et pratique.

Sans poudre, ces gants limitent les contaminations croisées et sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants : cabinets médicaux, hôpitaux, laboratoires, soins infirmiers, industrie pharmaceutique ou encore manipulation de produits non cytotoxiques.

Conformes aux **normes européennes en vigueur**, les gants Sensiskin garantissent sécurité, fiabilité et performance au quotidien.

Caractéristiques techniques

- Matière : **Nitrile**
- Longueur : **240 mm**
- Sans poudre – **non stériles**
- Ambidextres
- Texture micro-rugueuse
- Usage unique
- Excellente résistance à la perforation
- Haute sensibilité tactile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/7914-gant-d-examen-sensiskinr-sans-poudre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-127550DIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-127551DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-127552DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-127553DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-127554DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com