

FICHE PRODUIT

Gant d'examen nitrile bleu sans poudre - RESISKIN

Référence : SOC-127584IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Manchette de gant : Manchette extra longue 400mm
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Manchette de gant : Manchette normale 240mm

Description du produit

Gant d'examen en nitrile sans poudre RESISKIN - Résistance et sécurité

La gamme RESISKIN s'impose comme la solution nitrile de référence pour les professionnels exposés aux agents chimiques et biologiques. Fabriqué en nitrile 100 % synthétique, ce gant élimine tout risque d'allergie de type I lié au latex tout en offrant une résistance à la perforation nettement supérieure.

Atouts du gant RESISKIN

- Nitrile synthétique : excellente barrière contre de nombreux produits chimiques
- Sans latex et sans poudre : convient aux peaux sensibles et allergiques
- Surface rugueuse : manipulation précise des instruments, même humides
- Manchette avec bord roulé anti-glissement
- Gant ambidextre non stérile à usage unique
- Boîte distributrice de 100 gants

Domaines d'application

Ce gant nitrile est plébiscité en milieu hospitalier, en laboratoire, en imagerie médicale et dans les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

services techniques : soins courants, manipulation de désinfectants, préparation de traitements et nettoyage de matériel médical.

Les **gants d'examen en nitrile sans poudre Resiskin** sont conçus pour offrir une **protection renforcée** lors des actes médicaux nécessitant un haut niveau de sécurité.

Grâce à sa **longueur** ces gants couvrent davantage l'avant-bras, réduisant ainsi le risque d'exposition aux liquides biologiques, agents contaminants et produits chimiques légers. Fabriqués en nitrile de qualité supérieure, ils offrent une **excellente résistance à la perforation et à la déchirure**, tout en garantissant une **sensibilité tactile précise**.

Sans poudre et **sans latex**, les gants Resiskin minimisent les risques d'allergies et d'irritations cutanées. Leur surface **micro-texturée** assure une prise en main fiable, même en conditions humides, ce qui les rend parfaitement adaptés aux hôpitaux, cliniques, laboratoires, services d'urgence, soins intensifs et actes à risque accru.

Conformes aux **normes européennes en vigueur**, ces gants constituent une solution fiable et professionnelle pour les environnements médicaux les plus exigeants.

Caractéristiques techniques

- Matière : **Nitrile**
- Longueur : **240 mm (manchette normal) et 300 mm et 400 mm (manchette longue)**
- Sans poudre – **non stériles**
- Ambidextres
- Texture micro-rugueuse
- Usage unique
- Haute résistance mécanique et chimique
- Alternative idéale au latex
- Conforme normes CE

Approvisionnement via SOCIMED

SOCIMED livre la gamme RESISKIN en France, en Belgique et à l'export. Demandez un devis pour vos volumes annuels : remises carton et palette disponibles pour hôpitaux, cliniques et ONG.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/7925-gant-d-examen-nitrile-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Manchette de gant	Manchette extra longue 400mm
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Manchette de gant	Manchette normale 240mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-127585DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-127586DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-127587DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large), gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-127588DIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_manchette - Manchette longue 300mm	SOC-127575DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_manchette - Manchette longue 300mm	SOC-127576DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_manchette - Manchette longue 300mm	SOC-127577DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large), gant_manchette - Manchette longue 300mm	SOC-127578DIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_manchette - Manchette extra longue 400mm	SOC-127545DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_manchette - Manchette extra longue 400mm	SOC-127546DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_manchette - Manchette extra longue 400mm	SOC-127547DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large), gant_manchette - Manchette extra longue 400mm	SOC-127548DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com