

FICHE PRODUIT



Gant d'examen en vinyle sans poudre EURONYL - Boîte de 100

Référence : SOC-107119PMIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_013
- Type : Sans poudre
- Manchette de gant : Manchette normale 240mm

Description du produit

Gant d'examen en vinyle sans poudre EURONYL - L'essentiel au meilleur coût

L'EURONYL des Laboratoires Euromedis répond à un besoin précis : offrir une barrière hygiénique fiable et économique pour les gestes brefs et peu exposés. Fabriqué en vinyle (PVC médical), il est totalement exempt de latex et de poudre, écartant tout risque d'allergie de type I.

Caractéristiques du gant EURONYL

- Vinyle médical souple, sans latex ni poudre
- Indiqué pour les actes de courte durée sans sang ni liquides corporels
- Enfilage facile et retrait rapide entre deux patients
- Gant ambidextre non stérile à usage unique
- Boîte distributrice de 100 gants
- Excellent rapport qualité-prix pour les gros consommateurs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Usages recommandés

Examens médicaux et dentaires de routine, distribution de médicaments, aide à la toilette, service de repas, entretien léger des locaux : l'EURONYL équipe les EHPAD, les services de soins à domicile, les pharmacies et les collectivités.

L'offre SOCIMED sur les gants vinyle

SOCIMED propose l'EURONYL en boîte de 100 avec des remises attractives par carton de 10 boîtes. Notre équipe vous oriente vers le vinyle, le nitrile ou le latex selon la nature exacte de vos actes et votre budget.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-vinyle/7949-gant-d-examen-en-vinyle-sans-poudre-euronyl-boite-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 100
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_013
Type	Sans poudre
Manchette de gant	Manchette normale 240mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-107119PMDIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-107115PMDIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-107116PMDIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-107117PMDIS	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-107118PMDIS	
Taille - XS		
Taille - S		
Taille - M		
Taille - L		
Taille - XL		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com