

FICHE PRODUIT



Gant d'examen Vinyle

Référence : SOC-107200IS

Description du produit

- Gant hypoallergénique et ambidextre.
- Idéal pour une protection lors des soins locaux aux patients. Pré-poudré ou sans poudre.
- Dimension: 240mm et 300mm

- **Conditionnement**

- Boite de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-vinyle/7955-gant-d-examen-vinyle.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_poudre - Avec poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107200DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_poudre - Avec poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107201DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_poudre - Avec poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107202DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large), gant_poudre - Avec poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107206DIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_poudre - Sans poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107115DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_poudre - Sans poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107116DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_poudre - Sans poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107117DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large), gant_poudre - Sans poudre, gant_manchette - Manchette normale 240mm	SOC-107118DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com