


FICHE PRODUIT



Papier pour chromatographie

Référence : SOC-FN100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier pour chromatographie

Caractéristiques du papier pour chromatographie

- Débit: 130mm/30min.
- Epaisseur: 0,35mm.
- Grammage: 195g/m².
- Dimension(Lxl): 580 x 600mm.
- Nombre de feuilles: Rame de 50.
- Conditionnement minimum de vente: 50 feuilles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-pour-chromatographie/797-papier-pour-chromatographie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com