

FICHE PRODUIT

Gant d'examen en latex sans poudre 240 mm - EUROTEx - Boîte de 100

Référence : SOC-127510NFIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100
- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_046
- délais : 48 heures
- Manchette de gant : Manchette normale 240mm

Description du produit

Gant d'examen en latex sans poudre EUROTEx 240 mm - Confort et tolérance cutanée

Le gant EUROTEx sans poudre des Laboratoires Euromedis a été développé pour les professionnels de santé qui enchaînent les changements de gants tout au long de la journée. L'absence de poudre réduit significativement les irritations et la dessiccation cutanée, tandis que le traitement intérieur chloriné conserve un enfilage aisé.

Caractéristiques techniques

- Latex naturel haute élasticité, épousant parfaitement la main
- Finition sans poudre : meilleure tolérance dermatologique
- Surface rugueuse : grip fiable sur instruments et compresses
- Manchette longue de 240 mm à bord roulé
- Gant ambidextre non stérile, usage unique
- Conditionnement : boîte distributrice de 100 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Indications d'utilisation

Recommandé pour les examens cliniques, les soins de nursing, les prélèvements et les actes de courte et moyenne durée. Il constitue le gant quotidien de référence en cabinet médical, service hospitalier, EHPAD et laboratoire d'analyses.

Pourquoi commander chez SOCIMED ?

Distributeur spécialisé en dispositifs médicaux à usage unique, SOCIMED garantit un stock permanent, une expédition rapide depuis la France et des tarifs dégressifs adaptés aux commandes de gros volumes pour les établissements de santé et les centrales d'achat.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/7985-gant-d-examen-en-latex-sans-poudre-240-mm-eurotex-boite-de-100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 100
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_046
delais	48 heures
Manchette de gant	Manchette normale 240mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-127510NFDIS	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-127511NFDIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-127512NFDIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-127513NFDIS	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-127514NFDIS	
Taille - XS	SOC-127511NFIS	
Taille - S	SOC-127512NFIS	
Taille - M	SOC-127513NFIS	
Taille - L	SOC-127514NFIS	
Taille - XL	SOC-127515NFIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com