


FICHE PRODUIT

Gant de ménage latex floqué

Référence : SOC-127600IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Couleur de gant : Jaune

Description du produit

• Caractéristiques

- Ce gant anatomique en latex naturel, très résistant, est réutilisable.
- Il offre une excellente protection face aux produits chimiques à base aqueuse ainsi qu'une très bonne préhension en milieu humide.
- Intérieur floqué.
- Manchette à bord droit.
- Dimension:300 mm
- **Conditionnement:** sachet de 12 paires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/7991-gant-de-menage-latex-floque.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Jaune

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6 - 61/2	SOC-127600DIS	
gant_taille - Taille 7 - 71/2	SOC-127601DIS	
gant_taille - Taille 8 - 81/2	SOC-127602DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com