

FICHE PRODUIT

Gant de nettoyage et de décontamination floqué

Référence : SOC-107711IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Manchette de gant : Manchette longue 300mm
- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

• Caractéristiques

- Gant en PVC blanc ou bleu. Manchette longue, 300 mm.
- Parfaitement adapté au ramassage, triage et lavage de l'instrumentation médicale ainsi qu'à de nombreuses utilisations industrielles.
- Présentation par paire en pochette individuelle non stérile.
- Dimension: 300mm
- Conditionnement: sachet de 10 paires

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/7995-gant-de-nettoyage-et-de-decontamination-floque.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Manchette de gant	Manchette longue 300mm
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-107711DIS	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-107712DIS	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-107713DIS	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-107714DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com