

FICHE PRODUIT

Fauteuil dentaire ID200 V

Référence : SOC-ID200V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le fauteuil dentaire modèle ID200 V est un modèle innovateur au design agréable avec une ligne moderne et une ligne arrondie pour le grand confort du patient et le personnel sanitaire. Simple et facile à utiliser, facile à nettoyer et à désinfecter.

Le Fauteuil dentaire modèle ID200 V est conçu et étudié pour résoudre les réelles nécessités du dentiste et de son assistant.

La tablette de l'assistant est orientable avec commande pour les mouvements et retour à zéro pour le fauteuil, contrôle également de l'érogation d'eau, du verre et de l'eau dans la cuvette, la tablette à également quatre emplacements montés sur un bras articulé, avec deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique, et de la place pour deux autres instruments.

Possibilité d'avoir un séparateur pour l'eau et les déchets (aspiration à anneau et à air). Aspiration de l'eau ou des déchets.

Caractéristiques du fauteuil dentaire modèle ID 200V :

- Le Fauteuil dentaire modèle ID200 V dispose d'un carquois modulaire monté sur bras pantographe qui peut loger un à six des instruments suivants :

- * Turbine à fibre optique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Micro moteur électrique 40.000 tours/minute à fibre optique.
- * Seringue de trois à six fonctions.
- * Curette piézoélectrique.
- * Lampe à polymérisation.
- * Caméra endorale.
- Le plateau porte instruments sous le carquois est monté sur bras articulé.
- Le carquois peut être en version sprido ou fils pendants. Disponible aussi en version séparée avec tiroirs.
- Console multifonction avec commandes pour les différents mouvements et retour à zéro pour le fauteuil, l'érogation est à temps pour l'eau, le verre et l'eau dans la cuvette.
- Inversion du micromoteur a rotation.
- Surface pour instruments adhérente, indépendante, rémovible et facile a remplacer.
- Possibilité de monter un alimentateur autonome des liquides qui alimentent les instruments d'eau distillée ou de solution désinfectante.
- Système de commande pour sélectionner l'eau courante ou l'alimentateur des liquides particuliers.
- Fauteuil avec dossier et siège anatomique, appuie-tête articulé et réglable en hauteur.
- Mémoire pour enregistrer trois positions de travail : position de rinçage et retour à la dernière position, fonction remise à zéro automatique, commande à pédales ou sur la console du carquois ou de l'assistant.
- Tapisserie sans couture, facile à nettoyer et disponible en différentes couleurs.
- Moteurs du fauteuil à basse tension, sécurité des mouvements automatiques du dossier et du pantographe.
- Groupe hydrique avec cuvette en céramique rotation a 180°, érogation temporaire de l'eau dans le verre et dans la cuvette.
- Fermeture de sécurité à clef.
- Lampe opératoire avec une intensité lumineuse réglable pour un parfait éclairage.
- Commandes à pédales multifonctions qui actionnent les instruments dynamiques, la vitesse et l'activation des liquides, chip air.
- Nous produisons l'électronique, elle est projetée avec des matériaux modernes et des contrôles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

techniques pour durer dans le temps.

- Possibilité de monter une télé camera avec un écran LCD de 6" à 15".
- Cette variété d'options répond à chaque exigences du dentiste et de son assistant, des solutions personnalisées à prix compétitif.
- Produits certifiés et construits en totale conformité des normatives pour la sécurité et l'hygiène, NEMKO 0470.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/8-fauteuil-dentaire-id200-v.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com