

FICHE PRODUIT



Séringues finntip stepper stérile 1,25ml

Référence : THE-SFS1S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Séringues FINNTIP STEPPER stérile 1,25ml;

- Incréments 25µl;
- permet de distribuer 5 volumes différents;
- 25 volumes au choix pour une distribution de 10 à 5000 µl;
- Condition minimum de vente: Boite de 50.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-finntip-stepper/80-seringues-finntip-stepper-sterile-1-25ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com