

FICHE PRODUIT

Gant polyethylene

Référence : SOC-106100IS

Points forts

- taille de gant : Taille standard
- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

Gant en plastique transparent ambidextre. Bonne sensibilité tactile. Utilisé dans les collectivités pour l'hygiène et le nettoyage.

• Caractéristiques

- Gant en plastique transparent ambidextre.
- Bonne sensibilité tactile.
- Utilisé dans les collectivités pour l'hygiène et le nettoyage.
- Dimensions: 280mm, 300mm, 500mm, 900mm

• Conditionnement

- Sachet de 50, sachet de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/8000-gant-polyethylene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
taille de gant	Taille standard
Couleur de gant	Blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE


Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_manchette - Manchette longue 300mm, gant_type - Version décontaminée/sachet de 100	SOC-106102DIS	
gant_manchette - Manchette longue 300mm, gant_type - Surface lisse/sachet de 100	SOC-106100DIS	
gant_manchette - Manchette moyenne 280mm, gant_type - Surface lisse/sachet de 100	SOC-106101DIS	
gant_manchette - Manchette XXL 900mm, gant_type - Spécial vétérinaire/sachet de 50	SOC-130100DIS	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com