

FICHE PRODUIT

Papiers filtre standards à plat, Dia 330mm

Référence : SOC-FPLAT33

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papiers standards à plat, Ø 330mm

Caractéristiques:

- Poids: 73 g/m².
- Epaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20μ
- Vitesse: 10sec.
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-stand-plisses-ou-a-pl/805-papiers-standards-a-plat-a-330mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com