

**FICHE PRODUIT**



## Papiers filtre standards à plat, Dia 100mm

Référence : SOC-FPLAT10

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Papiers standards à plat, Ø 100mm

#### Caractéristiques:

- Poids: 73 g/m<sup>2</sup>.
- Epaisseur: 0,17 mm.
- Porosité: 20μ.
- Vitesse: 10secondes.
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 100 pièces.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-stand-plisses-ou-a-pl/806-papiers-standards-a-plat-a-100mm.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com